

早い・簡単・コンパクト

転倒リスクのセルフチェックに!

足指力計

ふんばるくん



ロコモティブシンドローム

要介護になる危険性の高い状態

原因は ①筋力の低下 ②バランス能力の低下
足指力を測定して、転倒リスクの低減へ!



左足が
宙に浮かない
ようにして

Live Aid Co.,Ltd.
<http://www.live-aid.co.jp>

足指力計

■ 機器構成

電源スイッチ
電池BOX

表示モニター

足指フック

リセットスイッチ

足置きスペース



■ 特徴

- 足指力を測定することで、転倒リスクのセルフチェックができます。
- 電源スイッチを入れるだけで簡単にあなたの足指力の測定ができます。
- 足指力と年齢のグラフに測定結果を当てはめることで、あなたの足指力の年齢がわかります。
- 足指力の年齢が実年齢より低い、足指力が気になる人は、別売りのヒラオカ式健康運動用補助具「極足」を利用してトレーニングすることができます。
- **注意事項**
測定方法を遵守しないと測定値がばらつきます。表紙のように右利きの人は、椅子に座り、左足が宙に浮かないようにして下さい。

ヒラオカ式
健康運動用補助具
「極足」



■ 仕様

- | | |
|----------------|------------------------|
| ● 測定レンジ：45kgf | ● 電 源：単三電池×2本 |
| ● 耐 荷 重：136kgf | ● 寸 法：150W×420L×100H |
| ● 精 度：±1% | ● 重 量：4.5kg |
| ● 使用範囲：0～50℃ | ● 付 属 品：単三電池2本、滑り止めシート |

■ 消耗品

- 足底シート・単三電池×2本・滑り止めシート

※商品のデザイン、仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

※このカタログの記載内容は2020年6月現在のものです。

製造元：

有限会社 ライブエイド

〒920-3131 石川県金沢市百坂町口85番
TEL 076-257-2221 FAX 076-257-3738
URL <http://www.live-aid.co.jp>
info@live-aid.co.jp

販売店：