

●肌のセルフチェックに●

肌の健康測定器

# 素肌美人

肌の老化を促進する5大要素は、紫外線、乾燥、加齢、食生活、ライフスタイルです。  
肌の健康を考えた生活習慣をされていますか？

## あなたの肌は大丈夫ですか？

肌の年齢が分かります。

手軽で簡単に、約40秒で測定ができます。

基礎代謝量、1日に必要なカロリーが算出できます。




**Live Aid Co.,Ltd.**  
<http://www.live-aid.co.jp>

## 機器構成



## 測定原理

電極に頬と手のひらを接触させ、その間の表皮と真皮の皮膚インピーダンスを測定し、肌の年齢、健康度を算出します。



## 特徴

- 肌年齢、肌健康度 (A~E)、基礎代謝量、1日に必要なカロリー、ワンポイントアドバイスの表示。
- 測定時間は約40秒。
- タッチパネルモニターで簡単に操作ができます。
- 卓上サイズでわずか9.5kgの軽量設計。
- 測定データを保存できます。
- USBメモリによるデータ出力が可能。

## 仕様

- 測定部位：頬、手のひら
- 表示内容：肌年齢、肌健康度 (A~E)、基礎代謝量、1日に必要なカロリー、ワンポイントアドバイス
- 測定時間：約40秒
- 設置：温度10~35(℃)、湿度80%以下
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 寸法：W440×D380×H355 (mm)
- 重量：9.5 (kg)


- ※コイン仕様もオプションでご用意できます。
- ※商品のデザイン、仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。
- ※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
- ※このカタログの記載内容は2008年4月現在のものです。

製造元：

## 有限会社 ライブエイド

〒920-3114 石川県金沢市吉原町ホ47番地  
 TEL 076-257-2221 FAX 076-257-3738  
 URL <http://www.live-aid.co.jp>  
[info@live-aid.co.jp](mailto:info@live-aid.co.jp)

## 印刷結果



測定日時

肌年齢  
肌健康度

測定結果

基礎代謝量  
1日に必要なカロリー

コメント

## ●納入先のご提案●

エステサロン、リラクゼーションルーム、温浴施設  
 フィットネスクラブ、薬局店頭、アミューズメント施設  
 公共施設など

販売店：